



### **Descrição do Produto**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Número de pedido    | 70.1186.410  |
| Descrição do artigo | Ponta de filtro, volume de trabalho: 1.250 µl, transparente, anéis de nível de enchimento, PCR Performance Tested, adequado para pipetas de 1000 µl e pipetas multicanal 1200 µl, 384 unid./pacote |

### **Características do produto**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Graduação          | sim   |
| Indicado para      | pipetas de 1000 µl e pipetas multicanal 1200 µl |
| Volume de trabalho | 1250 µl   |
| Filtro             | sim   |
| Cor de codificação | azul  |

### **Dimensões**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Volume máximo          | 1250 µl |
| Comprimento do produto | 103 mm  |

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





**Especificação do produto**  
**Ponta de filtro, 1250 µl, transparente, PCR**  
**Performance Tested, 384 unid./pacote**

**Página 2**

**Materiais e cores**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Material do produto | Polipropileno (PP) |
| Cor do produto      | transparente       |
| Material do filtro  | Polietileno (PE)   |

**Pureza e certificação**

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Categoria do produto | Não é um dispositivo médico   DIV |
| Padrão de pureza     | PCR Performance Tested            |
| Em lotes             | sim                               |

**Embalagem**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido | 3840          |
| Tipo de embalagem interior  | pacote        |
| Unidades por caixa interna  | 384           |
| Unidades por caixa          | 3840          |
| Unidades por palete         | 134400        |
| Volume da embalagem externa | 0,0374 cbm    |
| Peso do produto             | 0,0011 kg     |
| Peso da embalagem externa   | 4,82 kg       |
| EAN da caixa interna        | 4038917126502 |
| EAN da embalagem externa    | 4038917080361 |

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2021-12-03

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**