




Product description

Order number	70.1186
Descrição do artigo	Extremidade de pipeta, volume de trabalho: 1.250 µl, transparente, anéis de nível de enchimento, adequado para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson e Brand, bem como modelos idênticos, 384 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	sim
Indicado para	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson e Brand, bem como modelos idênticos
Volume de trabalho	1.250 µl
Filtro	não
Cor de codificação	azul
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Volume máximo	1250 µl
Comprimento do produto	103 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	3840
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	384
Unidades por caixa	3840
Unidades por palete	134400
Profundidade da embalagem externa	347 mm
Largura da embalagem externa	258 mm
Altura da embalagem externa	443 mm
Volume da embalagem externa	0.0397 cbm
Peso do produto	0.0011 kg
Peso da embalagem externa	4.57 kg
EAN da caixa interna	4038917225236
EAN da embalagem externa	4038917225229

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

