




Product description

Order number	70.1187.002
Descrição do artigo	Extremidade de pipeta, volume de trabalho: 10 ml, azul, anéis de nível de enchimento, adequado para Sarpette® M, 100 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	sim
Indicado para	Sarpette® M
Volume de trabalho	10 ml
Filtro	não
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Volume máximo	10 ml
Comprimento do produto	144 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto azul

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 100
Unidades por caixa 1000
Unidades por palete 20000
Profundidade da embalagem 457 mm
externa
Largura da embalagem 381 mm
externa
Altura da embalagem externa 269 mm
Volume da embalagem 0.0468 cbm
externa
Peso do produto 0.0048 kg
Peso da embalagem externa 5.4 kg
EAN da caixa interna 4038917951531
EAN da embalagem externa 4038917951548

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

