



Descrição do Produto

Número de pedido	70.1187.101
Descrição do artigo	Extremidade de pipeta, volume de trabalho: 10 ml, transparente, anéis de nível de enchimento, adequado para Eppendorf, Gilson e Brand e desenhos idênticos, 25 unid./caixa

Características do produto

Graduação	sim
Indicado para	Eppendorf, Gilson e Brand e desenhos idênticos
Volume de trabalho	10 ml
Filtro	não
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Dimensões

Volume máximo	10 ml
Comprimento do produto	160.8 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Materiais e cores

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Pureza e certificação

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 250
Tipo de embalagem interior caixa
Unidades por caixa interna 25
Unidades por caixa 250
Unidades por palete 7500
Profundidade da embalagem 603 mm
externa
Largura da embalagem 303 mm
externa
Altura da embalagem externa 152 mm
Volume da embalagem 0.0278 cbm
externa
Peso do produto 0.0128 kg
Peso da embalagem externa 3.6 kg
EAN da caixa interna 4038917951494
EAN da embalagem externa 4038917951500

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

