



Product description

Order number	70.1187.101
Descrição do artigo	Extremidade de pipeta, volume de trabalho: 10 ml, transparente, anéis de nível de enchimento, adequado para Eppendorf, Gilson e Brand e desenhos idênticos, 25 unid./caixa

Product characteristics

Graduação	sim
Indicado para	Eppendorf, Gilson e Brand e desenhos idênticos
Volume de trabalho	10 ml
Filtro	não
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Volume máximo	10 ml
Comprimento do produto	160.8 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 250
Tipo de embalagem interior caixa
Unidades por caixa interna 25
Unidades por caixa 250
Unidades por palete 7500
Profundidade da embalagem 305 mm
externa
Largura da embalagem 178 mm
externa
Altura da embalagem externa 610 mm
Volume da embalagem 0.033 cbm
externa
Peso do produto 0.0125 kg
Peso da embalagem externa 3.63 kg
EAN da caixa interna 4038917126526
EAN da embalagem externa 4038917080422

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

