



### **Product description**

Order number	70.1187.102
Descrição do artigo	Extremidade de pipeta, volume de trabalho: 10 ml, azul, anéis de nível de enchimento, adequado para Sarpette® M, 25 unid./caixa

### **Product characteristics**

Gradação	sim
Indicado para	Sarpette® M
Volume de trabalho	10 ml
Filtro	não
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

### **Size**

Volume máximo	10 ml
Comprimento do produto	144 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto azul

### **Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 250  
Tipo de embalagem interior caixa  
Unidades por caixa interna 25  
Unidades por caixa 250  
Unidades por palete 7500  
Profundidade da embalagem externa 603 mm  
Largura da embalagem externa 303 mm  
Altura da embalagem externa 152 mm  
Volume da embalagem externa 0.0278 cbm  
Peso do produto 0.0128 kg  
Peso da embalagem externa 3.6 kg  
EAN da caixa interna 4038917951494  
EAN da embalagem externa 4038917951500

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

