




Product Specification
**Extremidade de pipeta, extra longo, 200 µl,
transparente, 96 unid./caixa**

Page 1



Product description

Order number	70.1189.105
Descrição do artigo	Extremidade de pipeta, volume de trabalho: 200 µl, transparente, anéis de nível de enchimento, adequado para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette e Biohit, bem como modelos idênticos, extra longo, 96 unid./caixa

Product characteristics

Graduação	sim
Indicado para	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette e Biohit, bem como modelos idênticos
Volume de trabalho	200 µl
Filtro	não
Cor de codificação	amarela
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Volume máximo 200 µl
Comprimento do produto 77 mm

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 960
Tipo de embalagem interior caixa
Unidades por caixa interna 96
Unidades por caixa 960
Unidades por palete 120960
Profundidade da embalagem 263 mm
externa
Largura da embalagem 121 mm
externa
Altura da embalagem externa 413 mm
Volume da embalagem 0.0131 cbm
externa
Peso do produto 0.0015 kg
Peso da embalagem externa 1.94 kg
EAN da caixa interna 4038917314497
EAN da embalagem externa 4038917314480

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

