



Product description

Order number	70.1189.215
Descrição do artigo	Ponta de filtro, volume de trabalho: 200 µl, transparente, anéis de nível de enchimento, Biosphere® , adequado para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson e Finnpiquette, bem como modelos idênticos, 96 unid./caixa

Product characteristics

Graduação	sim
Indicado para	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson e Finnpiquette, bem como modelos idênticos
Volume de trabalho	200 µl
Filtro	sim
Cor de codificação	amarela

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Volume máximo	200 µl
Comprimento do produto	77 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material do filtro	Polietileno (PE)

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	Biosphere®
Esterilização	Radiação gama
Isenção de pirogênio	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	960
Tipo de embalagem interior	caixa
Unidades por caixa interna	96
Unidades por caixa	960
Unidades por palete	120960
Profundidade da embalagem externa	241 mm
Largura da embalagem externa	89 mm
Altura da embalagem externa	406 mm
Volume da embalagem externa	0.0087 cbm
Peso do produto	0.0014 kg
Peso da embalagem externa	1.94 kg
EAN da caixa interna	4038917314589
EAN da embalagem externa	4038917314572

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

