




**Product description**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Order number        | 70.3010.100                                                                                                                                                                                                                                       |
| Descrição do artigo | Extremidade de pipeta, volume de trabalho: 10 µl, transparente, anéis de nível de enchimento, PCR Performance Tested, adequado para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette e Brand, bem como modelos idênticos, 480 unid./StackPack |

**Product characteristics**

|                    |                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Graduação          | sim                                                                                      |
| Indicado para      | SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette e Brand, bem como modelos idênticos |
| Volume de trabalho | 10 µl                                                                                    |
| Filtro             | não                                                                                      |
| Cor de codificação | cinza                                                                                    |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### Size

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Volume máximo          | 10 µl |
| Comprimento do produto | 31 mm |

### Material & colours

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Material do produto | Polipropileno (PP) |
| Cor do produto      | transparente       |

### Purity & certification

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Categoria do produto | Diagnóstico in vitro, CE |
| Certificação CE      | CE                       |
| Padrão de pureza     | PCR Performance Tested   |
| Em lotes             | sim                      |

### Packaging

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido       | 1920          |
| Tipo de embalagem interior        | StackPack     |
| Unidades por caixa interna        | 1920          |
| Unidades por caixa                | 1920          |
| Unidades por palete               | 307200        |
| Profundidade da embalagem externa | 290 mm        |
| Largura da embalagem externa      | 143 mm        |
| Altura da embalagem externa       | 225 mm        |
| Volume da embalagem externa       | 0.0093 cbm    |
| Peso do produto                   | 0.0004 kg     |
| Peso da embalagem externa         | 1.69 kg       |
| EAN da caixa interna              | 4038917894432 |
| EAN da embalagem externa          | 4038917894425 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

