



Descrição do Produto

Número de pedido	70.3020.200
Descrição do artigo	Extremidade de pipeta, volume de trabalho: 20 µl, transparente, anéis de nível de enchimento, PCR Performance Tested, adequado para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette e Brand e desenhos idênticos, 96 unid./caixa

Características do produto

Graduação	sim
Indicado para	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette e Brand e desenhos idênticos
Volume de trabalho	20 µl
Filtro	não
Cor de codificação	cinza
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Dimensões

Volume máximo	20 µl
Comprimento do produto	46 mm

Materiais e cores

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

Pureza e certificação

Categoria do produto	Diagnóstico in-vitro
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	PCR Performance Tested
Em lotes	sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	1920
Tipo de embalagem interior	caixa
Unidades por caixa interna	480
Unidades por caixa	1920
Unidades por palete	96000
Profundidade da caixa interna	330 mm
Largura da caixa interna	111 mm
Altura da caixa interna	148 mm
Profundidade da embalagem externa	348 mm
Largura da embalagem externa	325 mm
Altura da embalagem externa	245 mm
Volume da embalagem externa	0.0277 cbm
Peso do produto	0.0009 kg
Peso da embalagem externa	5.16 kg
EAN da caixa interna	4038917894142
EAN da embalagem externa	4038917894159

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

