




### Product description

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Order number        | 70.3020.210                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descrição do artigo | Extremidade de pipeta, volume de trabalho: 20 µl, transparente, anéis de nível de enchimento, PCR Performance Tested, Low Retention, adequado para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette e Brand, bem como modelos idênticos, 96 unid./caixa |

### Product characteristics

|                        |                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Graduação              | sim                                                                                      |
| Indicado para          | SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette e Brand, bem como modelos idênticos |
| Volume de trabalho     | 20 µl                                                                                    |
| Filtro                 | não                                                                                      |
| Cor de codificação     | cinza                                                                                    |
| Autoclavável (máx. °C) | 121 °C                                                                                   |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Product Specification**  
**Extremidade de pipeta, 20 µl, transparente, PCR**  
**Performance Tested, Low Retention, 96**  
**unid./caixa**

**Page 2**

**Size**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Volume máximo          | 20 µl |
| Comprimento do produto | 46 mm |

**Material & colours**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Material do produto | Polipropileno (PP) |
| Cor do produto      | transparente       |

**Purity & certification**

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Categoria do produto | Diagnóstico in vitro, CE |
| Certificação CE      | CE                       |
| Padrão de pureza     | PCR Performance Tested   |
| Em lotes             | sim                      |

**Packaging**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido       | 1920          |
| Tipo de embalagem interior        | caixa         |
| Unidades por caixa interna        | 480           |
| Unidades por caixa                | 1920          |
| Unidades por palete               | 96000         |
| Profundidade da caixa interna     | 330 mm        |
| Largura da caixa interna          | 111 mm        |
| Altura da caixa interna           | 148 mm        |
| Profundidade da embalagem externa | 348 mm        |
| Largura da embalagem externa      | 325 mm        |
| Altura da embalagem externa       | 245 mm        |
| Volume da embalagem externa       | 0.0277 cbm    |
| Peso do produto                   | 0.0009 kg     |
| Peso da embalagem externa         | 5.16 kg       |
| EAN da caixa interna              | 4038917894197 |
| EAN da embalagem externa          | 4038917894203 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-04-27

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**