



Descrição do Produto

| | |
|---------------------|--|
| Número de pedido | 70.3020 |
| Descrição do artigo | Extremidade de pipeta, volume de trabalho: 20 µl, transparente, anéis de nível de enchimento, PCR Performance Tested, adequado para Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Brand e Socorex e desenhos idênticos, 1000 unid./pacote |

Características do produto

| | |
|------------------------|---|
| Graduação | sim |
| Indicado para | Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Brand e Socorex e desenhos idênticos |
| Volume de trabalho | 20 µl |
| Filtro | não |
| Cor de codificação | cinza |
| Autoclavável (máx. °C) | 121 °C |

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Dimensões

| | |
|------------------------|-------|
| Volume máximo | 20 µl |
| Comprimento do produto | 46 mm |

Materiais e cores

| | |
|---------------------|--------------------|
| Material do produto | Polipropileno (PP) |
| Cor do produto | transparente |

Pureza e certificação

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Categoria do produto | Produtos para diagnóstico in vitro |
| Certificação CE | CE |
| Padrão de pureza | PCR Performance Tested |
| Em lotes | sim |

Embalagem

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido | 10000 |
| Tipo de embalagem interior | pacote |
| Unidades por caixa interna | 1000 |
| Unidades por caixa | 10000 |
| Unidades por palete | 720000 |
| Profundidade da embalagem externa | 533 mm |
| Largura da embalagem externa | 263 mm |
| Altura da embalagem externa | 140 mm |
| Volume da embalagem externa | 0,0196 cbm |
| Peso do produto | 0,0002 kg |
| Peso da embalagem externa | 2,19 kg |
| EAN da caixa interna | 4038917525862 |
| EAN da embalagem externa | 4038917525855 |

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

