



Descrição do Produto

Número de pedido	70.3021
Descrição do artigo	Extremidade de pipeta, volume de trabalho: 20 µl, transparente, anéis de nível de enchimento, PCR Performance Tested, adequado para Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit, Abimed e Brand e desenhos idênticos, 1000 unid./pacote

Características do produto

Graduação	sim
Indicado para	Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit, Abimed e Brand e desenhos idênticos
Volume de trabalho	20 µl
Filtro	não
Cor de codificação	cinza
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Dimensões

Volume máximo	20 µl
Comprimento do produto	46 mm

Materiais e cores

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

Pureza e certificação

Categoria do produto	Produtos para diagnóstico in vitro
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	PCR Performance Tested
Em lotes	sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	10000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	10000
Unidades por palete	720000
Profundidade da embalagem externa	533 mm
Largura da embalagem externa	263 mm
Altura da embalagem externa	140 mm
Volume da embalagem externa	0,0196 cbm
Peso do produto	0,0002 kg
Peso da embalagem externa	2,12 kg
EAN da caixa interna	4038917525909
EAN da embalagem externa	4038917525893

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

