




Product description

Order number	70.3030.020
Descrição do artigo	Extremidade de pipeta, volume de trabalho: 200 µl, amarela, anéis de nível de enchimento, PCR Performance Tested, adequado para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit e Brand, bem como modelos idênticos, 1.000 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	sim
Indicado para	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit e Brand, bem como modelos idênticos
Volume de trabalho	200 µl
Filtro	não
Cor de codificação	amarela
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Extremidade de pipeta, 200 µl, amarela, PCR
Performance Tested, 1.000 unid./pacote

Page 2

Size

Volume máximo	200 µl
Comprimento do produto	51 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	amarela

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	PCR Performance Tested
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	10000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	10000
Unidades por palete	480000
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	378 mm
Altura da embalagem externa	215 mm
Volume da embalagem externa	0.0315 cbm
Peso do produto	0.0003 kg
Peso da embalagem externa	3.83 kg
EAN da caixa interna	4038917525985
EAN da embalagem externa	4038917525978

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-04-26

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT