




Product description

Order number	70.3030.255
Descrição do artigo	Ponta de filtro, volume de trabalho: 100 µl, transparente, anéis de nível de enchimento, Biosphere® plus, adequado para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit e Brand, bem como modelos idênticos, 96 unid./caixa

Product characteristics

Graduação	sim
Indicado para	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit e Brand, bem como modelos idênticos
Volume de trabalho	100 µl
Filtro	sim
Cor de codificação	amarela

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
**Ponta de filtro, 100 µl, transparente, Biosphere®
plus, 96 unid./caixa**

Page 2

Size

Volume máximo	100 µl
Comprimento do produto	51 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material do filtro	Polietileno (PE)

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	Biosphere® plus
Esterilização	Esterilização a gás
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1920
Tipo de embalagem interior	caixa
Unidades por caixa interna	480
Unidades por caixa	1920
Unidades por palete	96000
Profundidade da caixa interna	330 mm
Largura da caixa interna	111 mm
Altura da caixa interna	148 mm
Profundidade da embalagem externa	348 mm
Largura da embalagem externa	325 mm
Altura da embalagem externa	245 mm
Volume da embalagem externa	0.0277 cbm
Peso do produto	0.0011 kg
Peso da embalagem externa	3.23 kg
EAN da caixa interna	4038917846042
EAN da embalagem externa	4038917846059

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

