




Product description

Order number	70.3030.365
Descrição do artigo	Ponta de filtro, volume de trabalho: 20 µl, transparente, anéis de nível de enchimento, Biosphere® plus, adequado para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit e Brand, bem como modelos idênticos, 96 unid./SingleRefill

Product characteristics

Graduação	sim
Indicado para	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit e Brand, bem como modelos idênticos
Volume de trabalho	20 µl
Filtro	sim
Cor de codificação	amarela

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
**Ponta de filtro, 20 µl, transparente, Biosphere®
plus, 96 unid./SingleRefill**

Page 2

Size

Volume máximo	20 µl
Comprimento do produto	51 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material do filtro	Polietileno (PE)

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	Biosphere® plus
Esterilização	Esterilização a gás
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1920
Tipo de embalagem interior	SingleRefill
Unidades por caixa interna	480
Unidades por caixa	1920
Unidades por palete	115200
Profundidade da caixa interna	530 mm
Largura da caixa interna	111 mm
Altura da caixa interna	148 mm
Profundidade da embalagem externa	547 mm
Largura da embalagem externa	325 mm
Altura da embalagem externa	245 mm
Volume da embalagem externa	0.0436 cbm
Peso do produto	0.0008 kg
Peso da embalagem externa	5.16 kg
EAN da caixa interna	4038917895002
EAN da embalagem externa	4038917895019

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

