



Product description

Order number	70.3031.110
Descrição do artigo	Extremidade de pipeta, volume de trabalho: 250 µl, transparente, anéis de nível de enchimento, PCR Performance Tested, Low Retention, adequado para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit e Brand, bem como modelos idênticos, 480 unid./StackPack

Product characteristics

Graduação	sim
Indicado para	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit e Brand, bem como modelos idênticos
Volume de trabalho	250 µl
Filtro	não
Cor de codificação	amarela

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Extremidade de pipeta, 250 µl, transparente, PCR
Performance Tested, Low Retention, 480
unid./StackPack

Page 2

Size

Volume máximo 250 µl
Comprimento do produto 51 mm

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Padrão de pureza PCR Performance Tested
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1920
Tipo de embalagem interior StackPack
Unidades por caixa interna 1920
Unidades por caixa 1920
Unidades por palete 291840
Profundidade da embalagem 290 mm
externa
Largura da embalagem 157 mm
externa
Altura da embalagem externa 225 mm
Volume da embalagem 0.0102 cbm
externa
Peso do produto 0.0003 kg
Peso da embalagem externa 1.69 kg
EAN da caixa interna 4038917845533
EAN da embalagem externa 4038917845540

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-09-15

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT