



### Product description

Order number	70.3031.110
Descrição do artigo	Extremidade de pipeta, volume de trabalho: 250 µl, transparente, anéis de nível de enchimento, PCR Performance Tested, Low Retention, adequado para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit e Brand, bem como modelos idênticos, 480 unid./StackPack

### Product characteristics

Graduação	sim
Indicado para	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit e Brand, bem como modelos idênticos
Volume de trabalho	250 µl
Filtro	não
Cor de codificação	amarela

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Product Specification**  
**Extremidade de pipeta, 250 µl, transparente, PCR**  
**Performance Tested, Low Retention, 480**  
**unid./StackPack**

**Page 2**

**Size**

Volume máximo 250 µl  
Comprimento do produto 51 mm

**Material & colours**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto transparente

**Purity & certification**

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE  
Certificação CE CE  
Padrão de pureza PCR Performance Tested  
Em lotes sim

**Packaging**

Quantidade mínima do pedido 1920  
Tipo de embalagem interior StackPack  
Unidades por caixa interna 1920  
Unidades por caixa 1920  
Unidades por palete 291840  
Profundidade da embalagem 290 mm  
externa  
Largura da embalagem 157 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 225 mm  
Volume da embalagem 0.0102 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0003 kg  
Peso da embalagem externa 1.69 kg  
EAN da caixa interna 4038917845533  
EAN da embalagem externa 4038917845540

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-04-20

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**