



Descrição do Produto

Número de pedido	70.3031.210
Descrição do artigo	Extremidade de pipeta, volume de trabalho: 250 µl, transparente, anéis de nível de enchimento, PCR Performance Tested, Low Retention, adequado para Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit, Brand e Socorex e desenhos idênticos, 96 unid./caixa

Características do produto

Graduação	sim
Indicado para	Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit, Brand e Socorex e desenhos idênticos
Volume de trabalho	250 µl
Filtro	não
Cor de codificação	amarela
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Dimensões

Volume máximo	250 µl
Comprimento do produto	51 mm

Materiais e cores

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

Pureza e certificação

Categoria do produto	Produtos para diagnóstico in vitro
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	PCR Performance Tested
Em lotes	sim

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Embalagem

Quantidade mínima do pedido	1920
Tipo de embalaje interior	caixa
Unidades por caixa interna	480
Unidades por caixa	1920
Unidades por palete	96000
Profundidade da embalagem externa	348 mm
Largura da embalagem externa	325 mm
Altura da embalagem externa	245 mm
Volume da embalagem externa	0,0277 cbm
Peso do produto	0,0011 kg
Peso da embalagem externa	5,16 kg
EAN da caixa interna	4038917845762
EAN da embalagem externa	4038917845779

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

