




Product Specification

Ponta de filtro, 200 µl, transparente, Biosphere® plus, Low Retention, 96 unid./caixa

Page 1



Product description

Order number	70.3031.275
Descrição do artigo	Ponta de filtro, volume de trabalho: 200 µl, transparente, anéis de nível de enchimento, Biosphere® plus, Low Retention, adequado para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit e Brand, bem como modelos idênticos, 96 unid./caixa

Product characteristics

Graduação	sim
Indicado para	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit e Brand, bem como modelos idênticos
Volume de trabalho	200 µl
Filtro	sim
Cor de codificação	amarela

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Ponta de filtro, 200 µl, transparente, Biosphere® plus, Low Retention, 96 unid./caixa

Page 2

Size

Volume máximo	200 µl
Comprimento do produto	51 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material do filtro	Polietileno (PE)

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	Biosphere® plus
Esterilização	Esterilização a gás
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1920
Tipo de embalagem interior	caixa
Unidades por caixa interna	480
Unidades por caixa	1920
Unidades por palete	96000
Profundidade da caixa interna	348 mm
Largura da caixa interna	129 mm
Altura da caixa interna	166 mm
Profundidade da embalagem externa	348 mm
Largura da embalagem externa	325 mm
Altura da embalagem externa	245 mm
Volume da embalagem externa	0.0277 cbm
Peso do produto	0.0011 kg
Peso da embalagem externa	5.16 kg
EAN da caixa interna	4038917845649
EAN da embalagem externa	4038917845656

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

