



### **Product description**

Order number	70.3040.110
Descrição do artigo	Extremidade de pipeta, volume de trabalho: 300 µl, transparente, anéis de nível de enchimento, PCR Performance Tested, Low Retention, adequado para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit e Brand, bem como modelos idênticos, 480 unid./StackPack

### **Product characteristics**

Graduação	sim
Indicado para	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit e Brand, bem como modelos idênticos
Volume de trabalho	300 µl
Filtro	não
Cor de codificação	laranja

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Product Specification**  
**Extremidade de pipeta, 300 µl, transparente, PCR**  
**Performance Tested, Low Retention, 480**  
**unid./StackPack**

**Page 2**

### Size

Volume máximo	300 µl
Diâmetro	7 mm
Comprimento do produto	60 mm

### Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

### Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificado de conformidade	sim
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	PCR Performance Tested
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	1920
Tipo de embalagem interior	StackPack
Unidades por caixa interna	1920
Unidades por caixa	1920
Unidades por palete	245760
Profundidade da embalagem externa	290 mm
Largura da embalagem externa	186 mm
Altura da embalagem externa	225 mm
Volume da embalagem externa	0.0121 cbm
Peso do produto	0.0007 kg
Peso da embalagem externa	1.69 kg
EAN da caixa interna	4038917433402
EAN da embalagem externa	4038917433396

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-09-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**