




Product description

Order number	70.3040
Descrição do artigo	Extremidade de pipeta, volume de trabalho: 300 µl, transparente, anéis de nível de enchimento, PCR Performance Tested, adequado para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit e Brand, bem como modelos idênticos, 1.000 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	sim
Indicado para	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit e Brand, bem como modelos idênticos
Volume de trabalho	300 µl
Filtro	não
Cor de codificação	laranja
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Volume máximo	300 µl
Diâmetro	7 mm
Comprimento do produto	60 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificado de conformidade	sim
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	PCR Performance Tested
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	10000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	10000
Unidades por palete	420000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	250 mm
Volume da embalagem externa	0.0396 cbm
Peso do produto	0.0004 kg
Peso da embalagem externa	4.18 kg
EAN da caixa interna	4038917434522
EAN da embalagem externa	4038917434515

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

