



Product description

Order number	70.3050.030
Descrição do artigo	Extremidade de pipeta, volume de trabalho: 1.000 µl, preta, PCR Performance Tested, 500 unid./pacote

Product characteristics

Gradação	não
Volume de trabalho	1.000 µl
Filtro	não
Cor de codificação	azul
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Volume máximo	1000 µl
Diâmetro	9 mm
Comprimento do produto	72 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Extremidade de pipeta, 1.000 µl, preta, PCR
Performance Tested, 500 unid./pacote

Page 2

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto preta

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Certificado de conformidade sim
Padrão de pureza PCR Performance Tested
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 5000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 5000
Unidades por palete 180000
Profundidade da embalagem 398 mm
externa
Largura da embalagem 398 mm
externa
Altura da embalagem externa 300 mm
Volume da embalagem 0.0475 cbm
externa
Peso do produto 0.0009 kg
Peso da embalagem externa 5.24 kg
EAN da caixa interna 4038917434614
EAN da embalagem externa 4038917434607

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-09-20

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT