



### **Product description**

Order number	70.3050.030
Descrição do artigo	Extremidade de pipeta, volume de trabalho: 1.000 µl, preta, PCR Performance Tested, 500 unid./pacote

### **Product characteristics**

Graduação	não
Volume de trabalho	1.000 µl
Filtro	não
Cor de codificação	azul
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

### **Size**

Volume máximo	1000 µl
Diâmetro	9 mm
Comprimento do produto	72 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Product Specification**  
**Extremidade de pipeta, 1.000 µl, preta, PCR**  
**Performance Tested, 500 unid./pacote**

**Page 2**

**Material & colours**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto preta

**Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Certificado de conformidade sim  
Padrão de pureza PCR Performance Tested  
Em lotes sim

**Packaging**

Quantidade mínima do pedido 5000  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 500  
Unidades por caixa 5000  
Unidades por palete 180000  
Profundidade da embalagem 398 mm  
externa  
Largura da embalagem 398 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 300 mm  
Volume da embalagem 0.0475 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0009 kg  
Peso da embalagem externa 5.24 kg  
EAN da caixa interna 4038917434614  
EAN da embalagem externa 4038917434607

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-09-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**