



### Product description

Order number	70.3050
Descrição do artigo	Extremidade de pipeta, volume de trabalho: 1.000 µl, transparente, anéis de nível de enchimento, PCR Performance Tested, adequado para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit e Brand, bem como modelos idênticos, 500 unid./pacote

### Product characteristics

Graduação	sim
Indicado para	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit e Brand, bem como modelos idênticos
Volume de trabalho	1.000 µl
Filtro	não
Cor de codificação	azul
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Size**

Volume máximo	1000 µl
Diâmetro	9 mm
Comprimento do produto	72 mm

### **Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificado de conformidade	sim
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	PCR Performance Tested
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	5000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	180000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	300 mm
Volume da embalagem externa	0.0475 cbm
Peso do produto	0.0008 kg
Peso da embalagem externa	4.76 kg
EAN da caixa interna	4038917434553
EAN da embalagem externa	4038917434546

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

