



Descrição do Produto

| | |
|---------------------|--|
| Número de pedido | 70.3060.355 |
| Descrição do artigo | Ponta de filtro, volume de trabalho: 1000 µl, transparente, anéis de nível de enchimento, Biosphere® plus, adequado para Eppendorf, Gilson e Brand e desenhos idênticos, 96 unid./SingleRefill |

Características do produto

| | |
|--------------------|--|
| Graduação | sim |
| Indicado para | Eppendorf, Gilson e Brand e desenhos idênticos |
| Volume de trabalho | 1000 µl |
| Filtro | sim |
| Cor de codificação | azul |

Dimensões

| | |
|------------------------|---------|
| Volume máximo | 1000 µl |
| Diâmetro | 9 mm |
| Comprimento do produto | 90 mm |

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Materiais e cores

| | |
|---------------------|--------------------|
| Material do produto | Polipropileno (PP) |
| Cor do produto | transparente |

Pureza e certificação

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Categoria do produto | Produtos para diagnóstico in vitro |
| Certificado de conformidade | sim |
| Certificação CE | CE |
| Padrão de pureza | Biosphere® plus |
| Esterilização | Esterilização a gás |
| Isenção de pirogênio | sim |
| Em lotes | sim |

Embalagem

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido | 1920 |
| Tipo de embalagem interior | SingleRefill |
| Unidades por caixa interna | 480 |
| Unidades por caixa | 1920 |
| Unidades por palete | 69120 |
| Profundidade da embalagem externa | 512 mm |
| Largura da embalagem externa | 325 mm |
| Altura da embalagem externa | 237 mm |
| Volume da embalagem externa | 0,0394 cbm |
| Peso do produto | 0,0016 kg |
| Peso da embalagem externa | 4,54 kg |
| EAN da caixa interna | 4038917432412 |
| EAN da embalagem externa | 4038917432405 |

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

