



### Product description

Order number	70.3070.355
Descrição do artigo	Ponta de filtro, volume de trabalho: 1.250 µl, transparente, anéis de nível de enchimento, Biosphere® plus, 96 unid./SingleRefill

### Product characteristics

Graduação	sim
Volume de trabalho	1.250 µl
Filtro	sim
Cor de codificação	azul
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

### Size

Volume máximo	1250 µl
Diâmetro	9 mm
Comprimento do produto	108 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificação CE	CE - Declaração do fabricante
Padrão de pureza	Biosphere® plus
Esterilização	Esterilização a gás
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	1920
Tipo de embalagem interior	SingleRefill
Unidades por caixa interna	480
Unidades por caixa	1920
Unidades por palete	57600
Profundidade da caixa interna	475 mm
Largura da caixa interna	130 mm
Altura da caixa interna	146 mm
Profundidade da embalagem externa	494 mm
Largura da embalagem externa	278 mm
Altura da embalagem externa	315 mm
Volume da embalagem externa	0.0433 cbm
Peso do produto	0.0021 kg
Peso da embalagem externa	4.53 kg
EAN da caixa interna	4066916025144
EAN da embalagem externa	4066916025151

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

