



Product description

| | |
|---------------------|---|
| Order number | 90.3100.010 |
| Descrição do artigo | Sarpette® M, monocanal, variável, 0,5 µl - 10 µl, cinza, 1 unid./caixa de papelão |

Product characteristics

| | |
|------------------------|----------------|
| Volume de trabalho | 0,5 µl - 10 µl |
| Cor de codificação | cinza |
| Autoclavável (máx. °C) | 121 °C |

Material & colours

| | |
|----------------|-------|
| Cor do produto | cinza |
|----------------|-------|

Purity & certification

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Categoria do produto | Não é um dispositivo médico DIV |
| Em lotes | não |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Quantidade mínima do pedido | 1 |
| Tipo de embalagem interior | caixa de papelão |
| Unidades por caixa interna | 1 |
| Unidades por caixa | 1 |
| Unidades por palete | 1 |
| Profundidade da caixa interna | 315 mm |
| Largura da caixa interna | 90 mm |
| Altura da caixa interna | 30 mm |
| Peso do produto | 0.088 kg |
| EAN da caixa interna | 4038917936729 |
| EAN da embalagem externa | 4038917936736 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

