

Product Specification Sarpette[®] M, 12 canais, variável, 0,5 μl - 10 μl, cinza, 1 unid./caixa de papelão

Page 1



Product description

Order number 90.3112.010

Descrição do artigo Sarpette® M, 12 canais, variável, 0,5 µl - 10 µl, cinza, 1

unid./caixa de papelão

Product characteristics

Volume de trabalho 0,5 μl - 10 μl

Cor de codificação cinza Autoclavável (máx. °C) 121 °C

Material & colours

Cor do produto cinza

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV

Em lotes não

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification Sarpette[®] M, 12 canais, variável, 0,5 μl - 10 μl, cinza, 1 unid./caixa de papelão

Page 2

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1

Tipo de embalaje interior caixa de papelão

Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 1
Unidades por palete 1

Profundidade da caixa interna 288 mm Largura da caixa interna 150 mm Altura da caixa interna 28 mm Peso do produto 0.185 kg

EAN da caixa interna 4038917937610 EAN da embalagem externa 4038917937627

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

