



Product description

Order number 90.3112.300
Descrição do artigo Sarpette® M, 12 canais, variável, 30 µl - 300 µl, laranja, 1 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Volume de trabalho 30 µl - 300 µl
Cor de codificação laranja
Autoclavável (máx. °C) 121 °C

Material & colours

Cor do produto cinza

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	1
Profundidade da caixa interna	288 mm
Largura da caixa interna	150 mm
Altura da caixa interna	28 mm
Peso do produto	0.2 kg
EAN da caixa interna	4038917937740
EAN da embalagem externa	4038917937757

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

