



Product Specification

Suporte para pipeta, capacidade de armazenamento: 3, para Pipetas monocal e multicanal, 1 unid./caixa de papelão

Page 1



Product description

Order number	95.1760.201
Descrição do artigo	Suporte para pipeta, capacidade de armazenamento: 3, para Pipetas monocal e multicanal, 1 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Indicado para	Pipetas monocal e multicanal
Capacidade de armazenamento	3

Material & colours

Cor do produto	branco/vermelho
----------------	-----------------

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 4
Unidades por palete 144
Profundidade da caixa interna 230 mm
Largura da caixa interna 150 mm
Altura da caixa interna 150 mm
Profundidade da embalagem 360 mm
externa
Largura da embalagem 330 mm
externa
Altura da embalagem externa 250 mm
Volume da embalagem 0.0297 cbm
externa
Peso do produto 0.62 kg
Peso da embalagem externa 2.92 kg
EAN da caixa interna 4038917934794
EAN da embalagem externa 4038917934800

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

