



**Product Specification**  
**Pipeta de transferência, 3,5 ml, (CxL): 155 x 15 mm, PEBD, transparente**

**Page 1**



**Product description**

Order number 86.1171  
Descrição do artigo Pipeta de transferência, volume nominal: 3,5 ml, (CxL): 155 x 15 mm, material: PEBD, transparente, tamanho da gota: 35 µl - 55 µl, 500 unid./caixa de papelão

**Product characteristics**

Graduação sim

**Size**

Volume nominal 3.5 ml  
Largura do produto 15 mm  
Comprimento do produto 155 mm  
Tamanho da gota 35 µl - 55 µl

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Product Specification**  
**Pipeta de transferência, 3,5 ml, (CxL): 155 x 15 mm, PEBD, transparente**

**Page 2**

**Material & colours**

Material do produto Polietileno de baixa densidade (PEBD)  
Cor do produto transparente

**Purity & certification**

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE  
Certificação CE CE  
Em lotes sim

**Packaging**

Quantidade mínima do pedido 2000  
Tipo de embalagem interior caixa de papelão  
Unidades por caixa interna 500  
Unidades por caixa 2000  
Unidades por palete 56000  
Profundidade da caixa interna 261 mm  
Largura da caixa interna 161 mm  
Altura da caixa interna 231 mm  
Profundidade da embalagem externa 533 mm  
Largura da embalagem externa 333 mm  
Altura da embalagem externa 250 mm  
Volume da embalagem externa 0.0444 cbm  
Peso do produto 0.0015 kg  
Peso da embalagem externa 3.92 kg  
EAN da caixa interna 4038917085571  
EAN da embalagem externa 4038917004213

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-05-05

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**