



Product description

Order number	86.1172.020
Descrição do artigo	Pipeta de transferência, volume nominal: 3,5 ml, (CxL): 156 x 12,5 mm, material: PEBD, transparente, tamanho da gota: 30 µl - 45 µl, estéril, 20 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	sim
-----------	-----

Size

Volume nominal	3.5 ml
Largura do produto	12.5 mm
Comprimento do produto	156 mm
Tamanho da gota	30 µl - 45 µl

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polietileno de baixa densidade (PEBD)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de eletrões
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	4000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	4000
Unidades por palete	64000
Volume da embalagem externa	0.1309 cbm
Peso do produto	0.0017 kg
Peso da embalagem externa	8.64 kg
EAN da caixa interna	4038917318310
EAN da embalagem externa	4038917318303

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

