



Product Specification
Pipeta de transferência, 3,5 ml, (CxL): 156 x 12,5 mm, PEBD, transparente

Page 1



Product description

Order number	86.1172.300
Descrição do artigo	Pipeta de transferência, volume nominal: 3,5 ml, (CxL): 156 x 12,5 mm, material: PEBD, transparente, tamanho da gota: 30 µl - 45 µl

Product characteristics

Graduação	sim
-----------	-----

Size

Volume nominal	3.5 ml
Largura do produto	12.5 mm
Comprimento do produto	156 mm
Tamanho da gota	30 µl - 45 µl

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polietileno de baixa densidade (PEBD)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	56000
Volume da embalagem externa	0.0994 cbm
Peso do produto	0.0018 kg
Peso da embalagem externa	10 kg
EAN da caixa interna	4038917378413
EAN da embalagem externa	4038917378406

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

