




Especificação do produto
Pipeta de transferência, 3,5 ml, (CxL): 155 x 12,5 mm, PEBD, transparente

Página 1



Descrição do Produto

Número de pedido	86.1173.300
Descrição do artigo	Pipeta de transferência, volume nominal: 3,5 ml, (CxL): 155 x 12,5 mm, material: PEBD, transparente, tamanho da gota: 30 µl - 45 µl

Características do produto

Graduação	não
-----------	-----

Dimensões

Volume nominal	3.5 ml
Largura do produto	12.5 mm
Comprimento do produto	155 mm
Tamanho da gota	30 µl - 45 µl

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-07-06

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Especificação do produto
Pipeta de transferência, 3,5 ml, (CxL): 155 x 12,5 mm, PEBD, transparente

Página 2

Materiais e cores

Material do produto Polietileno de baixa densidade (PEBD)
Cor do produto transparente

Pureza e certificação

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 500
Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 5000
Unidades por palete 56000
Volume da embalagem 0.0994 cbm
externa
Peso do produto 0.0012 kg
Peso da embalagem externa 6.89 kg
EAN da caixa interna 4038917378475
EAN da embalagem externa 4038917378468

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-07-06

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT