




Product description

Order number	86.1173
Descrição do artigo	Pipeta de transferência, volume nominal: 3,5 ml, (CxL): 155 x 12,5 mm, material: PEBD, transparente, tamanho da gota: 30 µl - 45 µl, 500 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Graduação	não
-----------	-----

Size

Volume nominal	3.5 ml
Largura do produto	12.5 mm
Comprimento do produto	155 mm
Tamanho da gota	30 µl - 45 µl

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polietileno de baixa densidade (PEBD)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	2000
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	56000
Profundidade da caixa interna	261 mm
Largura da caixa interna	161 mm
Altura da caixa interna	231 mm
Profundidade da embalagem externa	533 mm
Largura da embalagem externa	333 mm
Altura da embalagem externa	250 mm
Volume da embalagem externa	0.0444 cbm
Peso do produto	0.0009 kg
Peso da embalagem externa	2.72 kg
EAN da caixa interna	4038917085595
EAN da embalagem externa	4038917004237

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

