



### **Product description**

Order number	86.1175.001
Descrição do artigo	Pipeta de transferência, volume nominal: 6 ml, (CxL): 146 x 15 mm, material: PEBD, transparente, tamanho da gota: 20 µl - 30 µl, estéril, 1 unid./blister

### **Product characteristics**

Graduação	não
-----------	-----

### **Size**

Volume nominal	6 ml
Largura do produto	15 mm
Comprimento do produto	146 mm
Tamanho da gota	20 µl - 30 µl

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Polietileno de baixa densidade (PEBD)  
Cor do produto transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto Diagnóstico in vitro (IVD)  
Certificação CE CE - Declaração do fabricante  
Padrão de pureza estéril  
Esterilização Esterilização a gás  
Em lotes sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 840  
Tipo de embalagem interior blister  
Unidades por caixa interna 42  
Unidades por caixa 840  
Unidades por palete 23520  
Profundidade da embalagem 533 mm  
externa  
Largura da embalagem 333 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 250 mm  
Volume da embalagem 0.0444 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0016 kg  
Peso da embalagem externa 2.56 kg  
EAN da caixa interna 4038917126311  
EAN da embalagem externa 4038917020589

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

