



### **Product description**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Order number        | 86.1175.300   |
| Descrição do artigo | Pipeta de transferência, volume nominal: 6 ml, (CxL): 146 x 15 mm, material: PEBD, transparente, tamanho da gota: 20 µl - 30 µl, 400 unid./caixa de papelão |

### **Product characteristics**

|           |     |
|-----------|-----|
| Graduação | não |
|-----------|-----|

### **Size**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Volume nominal         | 6 ml          |
| Largura do produto     | 15 mm         |
| Comprimento do produto | 146 mm        |
| Tamanho da gota        | 20 µl - 30 µl |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Polietileno de baixa densidade (PEBD)  
Cor do produto transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 400  
Tipo de embalagem interior caixa de papelão  
Unidades por caixa interna 400  
Unidades por caixa 4000  
Unidades por palete 44800  
Volume da embalagem externa 0.0994 cbm  
Peso do produto 0.0018 kg  
Peso da embalagem externa 7.95 kg  
EAN da caixa interna 4038917378536  
EAN da embalagem externa 4038917378529

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

