



Descrição do Produto

Número de pedido	86.1252.025
Descrição do artigo	Pipeta sorológica, com algodão, volume de trabalho máx.: 2 ml, cor de codificação: verde, material: PS, estéril, 25 unid./pacote

Características do produto

Cor impressão/rótulo	verde
Graduação	sim
Versão	com algodão
Volume de trabalho	2 ml
Cor de codificação	verde

Dimensões

Diâmetro	6 mm
Comprimento do produto	270 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Especificação do produto
Pipeta sorológica, com algodão, 2 ml, estéril, 25
unid./pacote

Página 2

Materiais e cores

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

Pureza e certificação

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Padrão de pureza estéril
Esterilização Radiação gama
Em lotes sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 1000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 25
Unidades por caixa 1000
Unidades por palete 81000
Volume da embalagem 0,0194 cbm
externa
Peso do produto 0,0036 kg
Peso da embalagem externa 4,21 kg
EAN da caixa interna 4038917127219
EAN da embalagem externa 4038917021098

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2021-12-05

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT