



### **Product description**

Order number	86.1252.025
Descrição do artigo	Pipeta sorológica, com ponta, com filtro, 2 ml, cor de codificação: verde, material: PS, estéril, 25 unid./pacote

### **Product characteristics**

Cor impressão/rótulo	verde
Graduação	sim
Versão	com ponta, com filtro
Volume de trabalho	2 ml
Cor de codificação	verde

### **Size**

Diâmetro	6 mm
Comprimento do produto	270 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Poliestireno (PS)  
Cor do produto transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Padrão de pureza estéril  
Esterilização Radiação gama  
Em lotes sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 1000  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 25  
Unidades por caixa 1000  
Unidades por palete 81000  
Profundidade da embalagem 413 mm  
externa  
Largura da embalagem 250 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 195 mm  
Volume da embalagem 0.0201 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0036 kg  
Peso da embalagem externa 4.21 kg  
EAN da caixa interna 4038917127219  
EAN da embalagem externa 4038917021098

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

