




Product Specification

**Pipeta sorológica, com ponta, com filtro, 25 ml,
estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e
não-citotóxicos, 1 unid./blister**

Page 1



Product description

Order number	86.1685.001
Descrição do artigo	Pipeta sorológica, com ponta, com filtro, 25 ml, cor de codificação: vermelha, material: PS, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e não-citotóxicos, 1 unid./blister

Product characteristics

Cor impressão/rótulo	vermelha
Graduação	sim
Versão	com ponta, com filtro
Volume de trabalho	25 ml
Cor de codificação	vermelha

Size

Diâmetro	15 mm
Comprimento do produto	345 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

**Pipeta sorológica, com ponta, com filtro, 25 ml,
estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e
não-citotóxicos, 1 unid./blister**

Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Padrão de pureza estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas e
 não-citotóxicos
Esterilização Radiação gama
Isenção de pirogênio sim
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 200
Tipo de embalagem interior blister
Unidades por caixa interna 25
Unidades por caixa 200
Unidades por palete 10800
Profundidade da embalagem 420 mm
 externa
Largura da embalagem 250 mm
 externa
Altura da embalagem externa 290 mm
Volume da embalagem 0.0303 cbm
 externa
Peso do produto 0.0169 kg
Peso da embalagem externa 3.98 kg
EAN da caixa interna 4038917133012
EAN da embalagem externa 4038917024655

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

