



Product description

Order number 86.1686.225
Descrição do artigo Pipeta de diluição, sem ponta, com filtro, 1,1 ml, material:
PS, estéril, 25 unid./pacote

Product characteristics

Graduação sim
Versão sem ponta, com filtro
Volume de trabalho 1,1 ml

Size

Diâmetro 4 mm
Comprimento do produto 270 mm

Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Radiação gama
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	25
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	108000
Profundidade da embalagem externa	413 mm
Largura da embalagem externa	250 mm
Altura da embalagem externa	150 mm
Volume da embalagem externa	0.0155 cbm
Peso do produto	0.0034 kg
Peso da embalagem externa	4.04 kg
EAN da caixa interna	4038917133050
EAN da embalagem externa	4038917024679

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

