




Product Specification
**Pipeta sorológica, sem ponta, com filtro, 10 ml,
estéril, 10 unid./pacote**

Page 1



Product description

Order number	86.1688.010
Descrição do artigo	Pipeta sorológica, sem ponta, com filtro, 10 ml, material: PS, estéril, 10 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	sim
Versão	sem ponta, com filtro
Volume de trabalho	10 ml

Size

Diâmetro	10 mm
Comprimento do produto	335 mm

Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Radiação gama
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	10
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	27000
Profundidade da embalagem externa	413 mm
Largura da embalagem externa	250 mm
Altura da embalagem externa	270 mm
Volume da embalagem externa	0.0279 cbm
Peso do produto	0.0085 kg
Peso da embalagem externa	4.97 kg
EAN da caixa interna	4038917133081
EAN da embalagem externa	4038917024693

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

