



### **Descrição do Produto**

Número de pedido	71.9912.001
Descrição do artigo	Bocal de etilômetro, comprimento: 57 mm, transparente, material: PS, para teste de alcoolemia

### **Características do produto**

Campo de aplicação	teste de alcoolemia
--------------------	---------------------

### **Dimensões**

Largura do produto	26,65 mm
Altura do produto	8 mm
Comprimento do produto	57 mm

### **Materiais e cores**

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





### **Pureza e certificação**

Isento de látex	sim
Isenção de pirogênio	não
Ficha de dados de segurança	não
Em lotes	sim

### **Embalagem**

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	250
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	48000
Volume da embalagem externa	0,0834 cbm
Peso do produto	0,0044 kg
Peso da embalagem externa	4,9 kg
EAN da caixa interna	4038917150446
EAN da embalagem externa	4038917038157

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

