



### **Product description**

Order number	71.9923.210
Descrição do artigo	Bandeja para pesagem, 250 ml, (CxL): 128 x 128 mm, material: PVC, branca, 100 unid./pacote

### **Size**

Volume nominal	250 ml
Volume máximo	300 ml
Largura do produto	128 mm
Comprimento do produto	128 mm

### **Material & colours**

Material do produto	Policloreto de vinila (PVC)
Cor do produto	branca

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 1000  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 100  
Unidades por caixa 1000  
Unidades por palete 28000  
Profundidade da embalagem externa 458 mm  
Largura da embalagem externa 373 mm  
Altura da embalagem externa 238 mm  
Volume da embalagem externa 0.0407 cbm  
Peso do produto 0.005 kg  
Peso da embalagem externa 5.6 kg  
EAN da caixa interna 4038917153645  
EAN da embalagem externa 4038917038225

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

