



Especificação do produto
Bandeja para pesagem, 250 ml, (CxL): 128 x 128 mm, PVC, branca

Página 1



Descrição do Produto

Número de pedido 71.9923.210
Descrição do artigo Bandeja para pesagem, 250 ml, (CxL): 128 x 128 mm, material: PVC, branca, 100 unid./pacote

Dimensões

Volume nominal 250 ml
Volume máximo 300 ml
Largura do produto 128 mm
Comprimento do produto 128 mm

Materiais e cores

Material do produto Policloreto de vinila (PVC)
Cor do produto branca

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2021-10-27

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Especificação do produto
Bandeja para pesagem, 250 ml, (CxL): 128 x 128 mm, PVC, branca

Página 2

Pureza e certificação

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 1000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 100
Unidades por caixa 1000
Unidades por palete 28000
Volume da embalagem externa 0,0404 cbm
Peso do produto 0,005 kg
Peso da embalagem externa 5,6 kg
EAN da caixa interna 4038917153645
EAN da embalagem externa 4038917038225

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2021-10-27

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT