



Product description

Order number	71.9923.211
Descrição do artigo	Bandeja para pesagem, 5 ml, (CxL): 35 x 35 mm, material: PVC, branca, 200 unid./pacote

Size

Volume nominal	5 ml
Volume máximo	8 ml
Largura do produto	35 mm
Comprimento do produto	35 mm

Material & colours

Material do produto	Policloreto de vinila (PVC)
Cor do produto	branca

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 2000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 200
Unidades por caixa 2000
Unidades por palete 308000
Profundidade da embalagem 271 mm
externa
Largura da embalagem 158 mm
externa
Altura da embalagem externa 224 mm
Volume da embalagem 0.0096 cbm
externa
Peso do produto 0.0007 kg
Peso da embalagem externa 1.6 kg
EAN da caixa interna 4038917153652
EAN da embalagem externa 4038917038232

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

