



Descrição do Produto

Número de pedido 71.9923.212
Descrição do artigo Bandeja para pesagem, 70 ml, (CxL): 72 x 72 mm, material:
PVC, branca, 100 unid./pacote

Dimensões

Volume nominal 70 ml
Volume máximo 100 ml
Largura do produto 72 mm
Comprimento do produto 72 mm

Materiais e cores

Material do produto Policloreto de vinila (PVC)
Cor do produto branca

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Pureza e certificação

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 2000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 100
Unidades por caixa 2000
Unidades por palete 70000
Volume da embalagem 0,0355 cbm
externa
Peso do produto 0,0024 kg
Peso da embalagem externa 5,6 kg
EAN da caixa interna 4038917153669
EAN da embalagem externa 4038917038249

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

