



## Descrição do Produto

Número de pedido	86.9924.531
Descrição do artigo	Pacote Stomacher, (CxL): 300 x 170 mm, material: PEBD, transparente, Laboratórios de teste de alimentos

## Características do produto

Campo de aplicação	Laboratórios de teste de alimentos
Exemplo de utilização	Massagem prolongada em uma máquina Stomacher®

## Dimensões

Largura do produto	170 mm
Comprimento do produto	300 mm

## Materiais e cores

Material do produto	Polietileno de baixa densidade (PEBD)
Cor do produto	transparente

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





### **Pureza e certificação**

Isento de látex	sim
Isenção de pirogênio	não
Ficha de dados de segurança	não

### **Embalagem**

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	80000
Profundidade da embalagem externa	458 mm
Largura da embalagem externa	238 mm
Altura da embalagem externa	373 mm
Volume da embalagem externa	0,0408 cbm
Peso da embalagem externa	9,3 kg
EAN da caixa interna	4038917155380
EAN da embalagem externa	4038917398442

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

