




Product Specification

Placa de microtitulação, Terasaki, 60 poço, tampa de encaixe, forma do fundo: cônico, PS, transparente

Page 1



Product description

Order number	83.9923.972
Descrição do artigo	Placa de microtitulação, Terasaki, 60 poço, tampa de encaixe, forma do fundo: cônico, tampa montada, material: PS, transparente, estéril, 10 unid./pacote

Product characteristics

Tipo de fechamento	tampa de encaixe
Forma do fundo	cônico
Quantidade de poços	60
Tipo de recipiente	Placa
Tratamento da superfície	com tratamento TC

Size

Volume máximo	10 µl
Largura do produto	57.8 mm
Altura do produto	9.7 mm
Comprimento do produto	85.1 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Padrão de pureza estéril
Esterilização Radiação gama
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 650
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 10
Unidades por caixa 650
Unidades por palete 16250
Profundidade da embalagem
externa 608 mm
Largura da embalagem
externa 324 mm
Altura da embalagem externa 264 mm
Volume da embalagem
externa 0.052 cbm
Peso do produto 0.0173 kg
Peso da embalagem externa 12.2 kg
EAN da caixa interna 4038917154710
EAN da embalagem externa 4038917354363

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

